

KaVo CLEANspray® - KaVo DRYspray®

Nettoyage interne validé.



KaVo. Dental Excellence.

Le système d'entretien KaVo – pour maintenir un état de fonctionnement optimal



Depuis des années, les systèmes d'entretien KaVo permettent un entretien efficace et économique, adapté au cabinet et garantissent ainsi le maintien de vos pièces à main, contre-angles et turbines dans un état de fonctionnement optimal.

Les exigences accrues en matière de retraitement hygiénique imposent une efficacité pour le procédé de nettoyage interne.

KaVo propose pour ce nettoyage interne intensif validé une solution très économique à application manuelle :

KaVo CLEANspray® et KaVo DRYspray®

Destination :

KaVo CLEANspray est un produit sans alcool, utilisé dans le cadre du retraitement pour le nettoyage interne intensif manuel des pièces à main, contre-angles et turbines (conduites de transmission et de spray).

L'attestation d'aptitude et d'efficacité est délivrée, suite à une expertise, conformément à la série de norme DIN ISO 15883 et aux indications de la Société allemande de stérilisation hospitalière (DGSV - Deutsche Gesellschaft für Sterilgutversorgung).

Application :

- Appliquer 3 pulvérisations de 2 secondes chacune à l'intérieur du contre-angle ou de la turbine, à l'aide de l'embout d'entretien correspondant, et laisser agir 1 minute.

- Procéder ensuite au séchage en pulvérisant 3 à 5 secondes avec le KaVo DRYspray.

Une fois ce nettoyage interne intensif terminé, il convient de procéder aux autres étapes de retraitement conformément aux recommandations et réglementations en vigueur. Le système d'entretien KaVo vous offre les produits parfaitement adaptés pour maintenir vos instruments et turbines dans un état de fonctionnement optimal.

Résultat :

Avec le nettoyage interne intensif de vos instruments et turbines grâce aux KaVo CLEANspray et KaVo DRYspray, vous avez la garantie de répondre aux normes exigées et d'atteindre avec les autres étapes du retraitement un niveau de sécurité maximum dans votre cabinet.



Kit de base KaVo CLEANspray / DRYspray
(1 bombe de chaque + 1 kit adaptateur)
REF 1.007.0573



Carton KaVo CLEANspray
(4 bombes)
REF 1.007.0579



Carton KaVo DRYspray
(4 bombes)
REF 1.007.0580



KaVo. Dental Excellence.