

SMARTdrive INFORM TECHNOLOGY

SMARTdrive
INFORM TECHNOLOGY



Quand la puissance
devient douceur.



SMARTdrive
INFORM TECHNOLOGY



KaVo. Dental Excellence.

L'alliance parfaite de la puissance et du doigté.

Testez le ! Dès maintenant.

Innovation, évolution et recherche permanente sont les piliers de notre réussite. KaVo investit sans cesse dans de nouvelles solutions pour vous offrir en permanence des possibilités de traitement optimales pour vos patients. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter la nouvelle SMARTdrive INFORM TECHNOLOGY®: le logiciel pour moteur nouvelle génération.

Avec la nouvelle technologie KaVo SMARTdrive, vous disposez dès maintenant, de série et sans supplément de prix, d'un confort et d'une puissance accrues.

Le logiciel pour moteur nouvelle génération KaVo SMARTdrive fait déjà partie de l'équipement de série des unités de soins KaVo ESTETICA E50, ESTETICA E70 et ESTETICA E80. KaVo vous offre les innovations dont vous avez besoin.

Une grande puissance d'entraînement sur toute la plage de vitesse

Grâce à ce nouveau logiciel, la puissance d'entraînement est déjà nettement supérieure dans les basses vitesses. Il est ainsi possible de travailler de manière précise et en toute sécurité, ce qui réduit également la durée des soins.

Comportement au démarrage sans vibrations ni à-coups

Au démarrage, la KaVo SMARTdrive ne vibre pas, même dans la plage de vitesse inférieure, à partir de 100 tr/min. Cela garantit un fonctionnement particulièrement silencieux et un travail efficace.

Une gamme de vitesse élargie augmente les possibilités d'applications pour le chirurgien dentiste.

KaVo SMARTdrive vous propose maintenant une gamme de vitesse élargie – de 100 à 40 000 tr/min au lieu de 2 000 à 40 000 tr/min jusqu'à présent. En règle générale, la gamme de vitesse élargie permet une utilisation plus variée de toutes les pièces à main et contre-angles, ce qui augmente les possibilités d'applications pour chaque contre-angle.


SMARTdrive INFORM TECHNOLOGY – Ses points forts et vos avantages :

1. Plus grande puissance d'entraînement
2. Meilleur comportement au démarrage
3. Plage de vitesse élargie
4. Possibilités d'applications plus larges

Découvrez la puissance tout en douceur. Testez le !



Courbe caractéristique du moteur



KaVo SMARTdrive permet d'atteindre une puissance d'entraînement maximale dès les basses vitesses.

