

Performant et doux dans  
toutes les applications.

Vos avantages :

- Technologie innovante à ultrasons pour des résultats optimum
- Réglable en continu avec le rhéostat au pied de l'équipement
- Nettoyage des dents précis et efficace grâce à des oscillations linéaires contrôlées
- 3 inserts différents au choix
- Manipulation facile



# Détartreur KaVo PIEZOsoft

## Inserts disponibles : prophylaxie dentaire



### Insert de détartrage Piezo 201

Pour éliminer le tartre dentaire supra-gingival dans tous les quadrants  
1.007.4024



### Insert de détartrage Piezo 202

Pour éliminer le tartre supra et sous-gingival dans tous les quadrants, en particulier dans les zones interproximales et du sulcus  
1.007.4026



### Insert de détartrage Piezo 203

Pour éliminer les dépôts sous-gingivaux à la surface des racines. Convient aussi au nettoyage des poches profondes et aux maintenances parodontales  
1.007.4028



### Contenu :

- Pièce à main KaVo PIEZOsoft avec son cordon
- 1 Insert de détartrage Piezo 201
- Clé dynamométrique
- Carte de mesure d'usure

## Caractéristiques techniques

Type d'entraînement	piézoélectrique
Mode de vibration	linéaire
Fréquence des vibrations	24-32 kHz
Pièce à main Ø	17 mm max.
Longueur de la pièce à main (sans l'insert)	103 mm
Poids	50 g
Puissance	8 W max.



KaVo. Dental Excellence.