

Scialytique MAIA LED

Technologie LED moderne.

Intégrée à votre équipement KaVo

Vos avantages :

- Luminosité maximale 35 000 Lux, réglable en continu
- Qualité de lumière naturelle (5 000k)
- Variable en continu sans modification de la température de couleur
- À commande via l'équipement KaVo
- Réglable à l'aide d'un interrupteur sur la lampe
- Poignées amovibles, stérilisables



KaVo. Dental Excellence.

Scialytique MAIA LED



Caractéristiques techniques

Intensité d'éclairage	3 000 - 35 000 Lux (réglable en continu)
Température de couleur	5 000 k
Alimentation électrique	24 V
Puissance absorbée	9VA
Source lumineuse	2 LED
Champ lumineux	170 x 85 mm
Refroidissement de la lampe	Sans ventilateur
Poignées	Amovibles, stérilisables



Dispositif médical classe I/CE0124/Dekra certification GmbH
Nous vous invitons à lire attentivement les instructions d'utilisation.
Toutes les informations indispensables pour un bon usage de ce dispositif figurent dans
les résumés caractéristiques des produits disponibles sur le site : www.kavo.fr
Produit non remboursé par les organismes d'Assurance Maladie
Fabricant : KaVo Dental GmbH – Distribution : KaVo Dental SAS, 77185 Lognes



KaVo. Dental Excellence.